


# iPass GOLD SLOT メディカルグレード ポリウレタン ブラケット



粘膜に対する刺激を抑えた丸みを帯びた形状。また、結紮性を考慮したウイング形状。

メデシカルグレードポリウレタン製素材と18金合金スロットとの組み合わせにより、高い生体親和性を実現。

光重合型をはじめ、あらゆるボンディング材にそのまま使用が可能



補充パック  
10個入 / 1パック

### ブラケット・マーキング色

	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	
R	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	L	
	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	

注1:左右の区別があるブラケット→遠心歯頭部のみにマーキング。  
注2:左右の区別がないブラケット→歯頭部の近遠心両方にマーキング。

## アイパス ゴールドスロット(18金合金)

医療機器認証番号:20300BZY00845000

品番	部位	ロスタイプ						スタンダードタイプ		
		.018		.022		トルク	アングル	.018	.022	
		右	左	右	左			左右共通	左右共通	
	1	IP58015	IP58016	IP58039	IP58040	+12°	+5°	IP58001	IP58005	
	2	IP58017	IP58018	IP58041	IP58042	+8°	+9°	IP58002	IP58006	
	3	フック無	IP58019	IP58020	IP58043	IP58044	0°	+11°	IP58003	IP58007
		フック付	IP58021	IP58022	IP58045	IP58046	0°	+11°		
	4 5	フック無	IP58024		IP58048		-7°	0°	IP58003	IP58007
		フック付	IP58026		IP58050		-7°	0°		
	1 2	ツイン	IP58064		IP58066		0°	0°	IP58064	IP58066
	3	フック無	IP58027	IP58028	IP58051	IP58052	-11°	+5°	IP58003	IP58007
		フック付	IP58029	IP58030	IP58053	IP58054	-11°	+5°		
	4	フック無	IP58031		IP58055		-17°	0°	IP58103	IP58107
		フック付	IP58033		IP58057		-17°	0°		
	5	フック無	IP58035		IP58059		-22°	0°	IP58103	IP58107
		フック付	IP58037		IP58061		-22°	0°		

キット	ロスタイプ		スタンダードタイプ	
	.018	.022	.018	.022
3~3	IPG318R	IPG322R	IPG318S	IPG322S
3~3 (3番フック付)	IPG318RH	IPG322RH		
5~5	IPG518R	IPG522R	IPG518S	IPG522S
5~5 (5番フック付)	IPG518RH	IPG522RH		

症例キット  
3~3キット  
12個入 / 1パック  
5~5キット  
20個入 / 1パック

