




粘膜に対する刺激を抑えた丸みを帯びた形状。また、結紮性を考慮したウイング形状。



- 原材料にビスフェノールAを使用していません。
- 安心して治療いただける材料として開発されました。
- 生体親和性の高い製品を先生(I)から患者さんへ優しさをつないで(Pass)ください。

歯面に対する適合性をより高めたベースコンタア。安定した接着と容易なディボンディングのためのメカニカルロック(ダブティル/PAT)採用。



補充パック  
10個入 / 1パック

ブラケット・マーキング色

	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
R	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	L	
	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	

注1:左右の区別があるブラケット→遠心歯頸部の方にマーキング。  
注2:左右の区別がないブラケット→歯頸部の近遠心両方にマーキング。

アイパス メディカルグレード ポリウレタン ブラケット

医療機器承認番号:21800BZY10207000

品番	部位	ロスタイプ						スタンダードタイプ		
		.018		.022		トルク	アングル	.018	.022	
		右	左	右	左			左右共通	左右共通	
	1	IP38015	IP38016	IP38039	IP38040	+12°	+5°	IP38001	IP38005	
	2	IP38017	IP38018	IP38041	IP38042	+8°	+9°	IP38002	IP38006	
	3	フック無	IP38019	IP38020	IP38043	IP38044	0°	11°	IP38003	IP38007
		フック付	IP38021	IP38022	IP38045	IP38046	0°	11°		
	4 5	フック無	IP38124		IP38148		-7°	0°	IP38103	IP38107
		フック付	IP38126		IP38150		-7°	0°		
	1 2	ツイン	IP38064		IP38066		0°	0°	IP38064	IP38066
	3	フック無	IP38027	IP38028	IP38051	IP38052	-11°	+5°	IP38003	IP38007
		フック付	IP38029	IP38030	IP38053	IP38054	-11°	+5°		
	4	フック無	IP38031		IP38055		-17°	0°	IP38103	IP38107
		フック付	IP38033		IP38057		-17°	0°		
	5	フック無	IP38035		IP38059		-22°	0°	IP38103	IP38107
		フック付	IP38037		IP38061		-22°	0°		

キット	ロスタイプ		スタンダードタイプ	
	.018	.022	.018	.022
3~3	IPG318R	IPG322R	IPG318S	IPG322S
3~3 (3番フック付)	IPG318RH	IPG322RH		
5~5	IPG518R	IPG522R	IPG518S	IPG522S
5~5 (5番フック付)	IPG518RH	IPG522RH		

症例キット  
3~3キット  
12個入 / 1パック  
5~5キット  
20個入 / 1パック

