


# Maestro マエストロ

患者様の快適性のために、より高い操作性のために、  
より正確なポジショニングのために、より高い治療効果のために。

10個入 / 1パック  
フック付

## Torque in Base



高水準な治療予測と結果をもたらします。

## Long Axis Scribe Line



一貫したラインにより、操作性と正確性をアップ。

## Parallel Wing



フリクションの軽減と結紮性が向上しました。

## ROTH PRESCRIPTION\* maestro mini-twin brackets

MAXILLARY	DESC.	COLOR-CODE	TOOTH #	TORQUE	ANG.	ANTI-ROTATION	ITEM number			
							.018 R	.018 L	.022 R	.022 L
Centrals		Black	1   1	+12°	+5°	0°	711-203	711-204	711-303	711-304
Laterals		Pink	U2	+8°	+9°	0°	711-221	711-222	711-321	711-322
Cuspids		Green	U3	-2°	+13°	4°M	711-251	711-252	711-351	711-352
	Hook	Green	U3	-2°	+13°	4°M	711-251HK	711-252HK	711-351HK	711-352HK
Bicuspid		Purple	U4&5	-7°	0°	2°D	711-259	711-260	711-359	711-360
	Hook	Purple	U4&5	-7°	0°	2°D	711-259HK	711-260HK	711-359HK	711-360HK
	Offset pad	Purple	U4&5	-7°	0°	2°D	711-479	711-480	711-579	711-580
	Offset pad w/hook	Purple	U4&5	-7°	0°	2°D	711-479HK	711-480HK	711-579HK	711-580HK
mandibular	DESC.	COLOR-CODE	TOOTH #	TORQUE	ANG.	ANTI-ROTATION	ITEM number			
							.018 R	.018 L	.022 R	.022 L
Anteriors		Yellow	L1&2	-1°	0°	0°	711-233	711-233	711-333	711-333
Cuspids		Blue	L3	-11°	+7°	2°M	711-269	711-270	711-369	711-370
	Hook	Blue	L3	-11°	+7°	2°M	711-269HK	711-270HK	711-369HK	711-370HK
1st Bicuspid		White	L4	-17°	0°	4°D	711-289	711-290	711-389	711-390
	Hook	White	L4	-17°	0°	4°D	711-289HK	711-290HK	711-389HK	711-390HK
	Offset pad	White	L4	-17°	0°	4°D	711-279	711-280	711-379	711-380
	Offset pad w/hook	White	L4	-17°	0°	4°D	711-279HK	711-280HK	711-379HK	711-380HK
2nd Bicuspid		Red	L5	-22°	0°	4°D	711-293	711-294	711-393	711-394
	Hook	Red	L5	-22°	0°	4°D	711-293HK	711-294HK	711-393HK	711-394HK
	Offset pad	Red	L5	-22°	0°	4°D	711-473	711-474	711-573	711-574
	Offset pad w/hook	Red	L5	-22°	0°	4°D	711-473HK	711-474HK	711-573HK	711-574HK

\* Ortho Organizers prescription does not imply endorsement by the doctor(s).

# Maestro™

Bracket System



## MCLAUGHLIN, BENNETT, AND TREVISI PRESCRIPTION\* maestro mini-twin brackets

MAXILLARY	DESC.	COLOR-CODE	TOOTH #	TORQUE	ANG.	ANTI-ROTATION	ITEM number			
							.018 R	.018 L	.022 R	.022 L
Centrals		Black	U1	+17°	+4°	0°	711-205	711-206	711-305	711-306
Laterals		Pink	U2	+10°	+8°	0°	711-223	711-224	711-323	711-324
Cuspids		Green	U3	-7°	+8°	0°	711-255	711-256	711-355	711-356
	Hook	Green	U3	-7°	+8°	0°	711-255HK	711-256HK	711-355HK	711-356HK
Bicuspid		Purple	U4&5	-7°	0°	0°	711-257	711-258	711-357	711-358
	Hook	Purple	U4&5	-7°	0°	0°	711-257HK	711-258HK	711-357HK	711-358HK
	Offset pad	Purple	U4&5	-7°	0°	0°	711-457	711-458	711-557	711-558
	Offset pad w/hook	Purple	U4&5	-7°	0°	0°	711-457HK	711-458HK	711-557HK	711-558HK
mandibular	DESC.	COLOR-CODE	TOOTH #	TORQUE	ANG.	ANTI-ROTATION	ITEM number			
							.018 R	.018 L	.022 R	.022 L
Anteriors		Yellow	L1&2	-6°	0°	0°	711-235	711-235	711-335	711-335
Cuspids		Blue	L3	-6°	+3°	0°	711-271	711-272	711-371	711-372
	Hook	Blue	L3	-6°	+3°	0°	711-271HK	711-272HK	711-371HK	711-372HK
1st Bicuspid		Gray	L4	-12°	2°	0°	711-287	711-288	711-387	711-388
	Hook	Gray	L4	-12°	2°	0°	711-287HK	711-288HK	711-387HK	711-388HK
	Offset pad	Gray	L4	-12°	2°	0°	711-477	711-478	711-577	711-578
	Offset pad w/hook	Gray	L4	-12°	2°	0°	711-477HK	711-478HK	711-577HK	711-578HK
2nd Bicuspid		White	L5	-17°	2°	0°	711-291	711-292	711-391	711-392
	Hook	White	L5	-17°	2°	0°	711-291HK	711-292HK	711-391HK	711-392HK
	Offset pad	White	L5	-17°	2°	0°	711-471	711-472	711-571	711-572
	Offset pad w/hook	White	L5	-17°	2°	0°	711-471HK	711-472HK	711-571HK	711-572HK

\* Ortho Organizers prescription does not imply endorsement by the doctor(s).