

S-W LINE System

品番		ロスタイプ					
		.018		.022		トルク	アングル
部位		右	左	右	左		
<u>1</u>		SW38015	SW38016	SW38039	SW38040	+12°	+5°
<u>2</u>		SW38017	SW38018	SW38041	SW38042	+8°	+9°
<u>3</u>	フック無	SW38019	SW38020	SW38043	SW38044	0°	11°
	フック付	SW38021	SW38022	SW38045	SW38046	0°	11°
<u>45</u>	フック無	SW38124		SW38148		-7°	0°
	フック付	SW38126		SW38150		-7°	0°
<u>12</u>	ツイン	SW38064		SW38066		0°	0°
<u>3</u>	フック無	SW38027	SW38028	SW38051	SW38052	-11°	+5°
	フック付	SW38029	SW38030	SW38053	SW38054	-11°	+5°
<u>4</u>	フック無	SW38031		SW38055		-17°	0°
	フック付	SW38033		SW38057		-17°	0°
<u>5</u>	フック無	SW38035		SW38059		-22°	0°
	フック付	SW38037		SW38061		-22°	0°

部位	.018	.022		トルク	アングル	オフセット
	ダイレクトボンド用	ダイレクトボンド用				
<u>6</u> コンバーチブル シングル	901-607	901-707	右	-10°	0°	+10°
	901-608	901-708	左	-10°	0°	+10°
<u>7</u> ミニバツカル チューブ	901-611	901-711	右	-10°	0°	+10°
	901-612	901-712	左	-10°	0°	+10°
<u>6</u> コンバーチブル シングル	901-645	901-745	右	-22°	0°	0°
	901-646	901-746	左	-22°	0°	0°
<u>7</u> ミニバツカル チューブ	901-651	901-751	右	-15°	0°	0°
	901-652	901-752	左	-15°	0°	0°

キット	ロスタイプ	
	.018	.022
3~3	SW318R	SW322R
3~3(3番フック付)	SW318RH	SW322RH
5~5	SW518R	SW522R
5~5(3番フック付)	SW518RH	SW522RH

医療機器認証番号:21800BZY10207000
医療機器認証番号:16100BZY01235000